

产品检验报告
Certificate of Analysis

No.: F-2017072208

产品名称 Product Name	型号 Model	物料编码 Material Code	批号 Lot	生产日期 Production date	失效日期 Expiration Date
稀释液Diluent	M-53D	A11-000136---	2017072208	2017-07-22	2019-07-21
检验依据 Inspection Basis	Q-0000-NJSJ-005 稀释液成品检验操作规程 Q-0000-NJSJ-005 Rules for the inspection of finished products of diluent				
检验项目 Inspection item	检验标准 Inspection standard		检验结果 Inspection result		评价 Comment
外观 Appearance	应为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物； clear liquid without sediment, suspension or		是 Yes		符合标准 /Qualified
外部标志及说明书 External signs and instructions	与产品标准要求一致 Consistent with the product standard		一致 Consistency		符合标准 /Qualified
装量 Volume	20L	$\geq 20.00\text{kg}$	20.06		符合标准 /Qualified
	10L	$\geq 10.00\text{kg}$	/		符合标准 /Qualified
性能参数 Performance Parameters	pH值 pH Value	6.70~7.10 (25±1℃)	6.92 (24.8℃)		符合标准 /Qualified
	渗透浓度 Osmotic pressure	275~295 mOsm/kg	285		符合标准 /Qualified
	电导率 Conductance	16.50~17.50 ms/cm (25±1℃)	17.14 (25.2℃)		符合标准 /Qualified
粒子计数 Particle Counting		$\leq 2.5 \times 10^5/\text{L}$	0.6		符合标准 /Qualified
空白计数 Background	WBC	$\leq 0.3 \times 10^9/\text{L}$	0.0		符合标准 /Qualified
	RBC	$\leq 0.03 \times 10^{12}/\text{L}$	0.00		符合标准 /Qualified
	PLT	$\leq 10 \times 10^9/\text{L}$	0		符合标准 /Qualified
	HGB	$\leq 1\text{g/L}$	0		符合标准 /Qualified
结论 Conclusion		该批试剂 This batch of reagents:		合格 Pass	
检验 QC	周曼曼 ZhouManMan	审核 Reviewed By	左小红 ZuoXiaoHong	批准 Approved By	汪忠振 WangZhongZhen
签名/日期 Signature/Date	周曼曼 2017-07-24	签名/日期 Signature/Date	左小红 2017-07-24	签名/日期 Signature/Date	汪忠振 2017-07-24

质量控制专用章

(1)